



유전자검사(PCR) 우선순위 대상

○ 검사대상자별 증빙자료

검사대상자

증빙자료

만 60세 이상 고령자

만 60세 이상 고령자

주민등록증, 운전면허증 등 신분증
(주민등록상 출생연도 기준)

코로나19 의심증상이 있는 자

의료기관 내 의사 소견에 따라
코로나19검사가 필요한 자

의사의 소견서, 병원의 경과기록지 등

역학적 연관성이 있는 자

밀접접촉자(확진자와 접촉한 자)

검사대상 지정 문자(밀접접촉자 통보 문자),
PCR검사 대상 학교장 확인서 등

격리 해제 전 검사자(수동감시자 포함)

격리통지서, 밀접접촉자 통보 문자, 격리 통보 문자

해외입국자(해외에서 국내로 입국한 자)

해외 입국 후 검사 관련 안내 문자, 격리통지서,
격리면제서 등 해외입국자임을 확인할 수 있는 자료

감염취약시설 선제검사

요양병원 등 고위험시설* 근무자

재직증명서, 사원증 등

외국인보호시설 · 소년보호기관 ·
교정시설 입소자

보호명령서, 입원(소년원, 소년분류심사원) 통지서
또는 안내문(통보 문자)

휴가 복귀 장병

휴가증

의료기관 입원 전 환자 및
상주 보호자(또는 간병인) 1인

입원환자의 입원 관련 증명 서류, 문자 등

신속항원·응급선별 검사 양성자

신속항원검사(전문가용, 개인용) 양성자,
의료기관 응급선별검사 양성자

의사소견서(신속항원검사 양성 포함),
양성이 확인된 신속항원검사 제품(밀봉하여 제출) 등

* 고위험시설 : 요양병원, 요양시설, 정신병원, 정신요양시설, 정신재활시설, 양로시설, 노인복지시설, 한방병원, 재활병원(기존 선제검사 대상 기관에 한함)



코로나19 신속항원검사(개인용) 안내문

○ 신속항원검사(개인용) 대상자는?

유전자 검사(PCR) 우선순위 대상 외 검사 희망자, 방역패스 필요자!

※ 유전자 검사(PCR) 우선순위 대상자: 만 60세 이상 고령자 / 코로나19 의심증상이 있는 자 / 역학적 연관성이 있는 자 / 감염취약시설 선제검사 / 신속항원·응급선별 검사 양성자

○ 검사절차 및 조치

접수 및 안내

본인 확인(신분증 지참 필수) 및 검사신청서 작성
※ 음성확인서가 필요한 경우, 신청서 검사이유에 '방역패스용' 체크

검체 채취 및 검사수행

보건소 직원의 안내에 따라 **검체(비강도말물)** 채취 및 검사수행
※ 제품 사용자 설명서 참고

결과 확인

검사결과가 나올 때까지 별도 장소에서 대기
※ 보건소 직원이 검사결과를 확인하기 전까지 자리 이탈 금지
※ 소요시간: 15분~30분

조치

검사결과 양성 시, 유전자(PCR)검사 필수! 음성 시에도 방역수칙 준수!

○ 양성 시 조치사항

직원의 안내에 따라 유전자 검사(PCR)를 위한
검체 채취 장소로 이동

○ 음성 시 조치사항

집으로 귀가조치(필요 시 방역패스 발급)
※ 음성이라도 안심하지 말고 방역 수칙 철저히 준수!

○ 신속항원검사 시, 주의사항

- ① 검사 등을 기다리는 동안 **가능한 타인과 접촉을 최소화**하고 **일정 거리두기 유지**
- ② 검체 채취 외 검사결과를 기다리는 동안 반드시 **마스크 착용**
- ③ 검사 시 신속항원검사 제품에 검체 외 이물질 혼입 금지
- ④ 보건소 직원이 검사결과를 확인하기 전까지 **자리 이탈 금지**

코로나19 확인검사법은 **유전자 검사인. 신속항원검사로는 확진 불가**



신속항원검사(개인용) 안내문

※ 본 안내는 신속항원검사 제품의 일반적인 사용법입니다. 제품에 따라 사용법에 차이가 있으므로, **제품별 사용설명서를 따라 정확하게 검사**하시기 바랍니다.

검사전 준비사항

- 손을 깨끗이 씻고, 완전히 말립니다. *일회용 장갑 사용 권장
- 제품 구성품을 확인하고, 평편한 곳에 꺼냅니다.
- 시험단계에 따라 제품 포장지를 제거합니다.


검사시 주의사항

- 제품에 검체 외 이물질(예: 침, 타액 등)을 투입하지 않습니다.
- 제품 사용설명서에 명시된 검사반응 시간*을 반드시 지켜야 합니다. *15분 이상


검사 결과 확인



음성 대조선(C라인)만 나타난 경우(1줄)



양성 대조선(C라인)과 시험선(T라인) 모두 나타난 경우(2줄)



무효 대조선(C라인)이 나타나지 않은 경우
*재검사 필요

검사결과 양성이면?

- 두 줄로 확인된 키트를 투명한 봉투에 넣고 밀봉하여 지참하고, 신속하게 선별진료소 또는 임시 선별검사소에 방문합니다.
- 신속항원검사 양성자임을 알리고 PCR 검사(비인두도말 검체 채취)를 받습니다.
- PCR 검사 결과가 확인될 때까지 자택에서 대기합니다.

【이동 시 주의사항】

- 이동 시 반드시 마스크(KF94 또는 동급 이상) 착용, 가능한 타인과의 접촉 최소화
- 대중교통 이용을 자제하고, 자차 등을 활용하여 이동

검사결과 음성이면?

- 사용한 구성품을 모두 폐기물 봉투에 넣어 밀봉하고, 종량제 봉투에 넣어 생활폐기물로 처리합니다.
- 검사 결과 음성이라도, 마스크 착용 등 방역수칙은 반드시 준수합니다.
- 임상증상이 있는 경우 가까운 의료기관을 방문하여 진료를 받으시기 바랍니다.